


MODULE 1 | CR-HT499

Lesson 1.2

1.2 Measure BP correctly at home — FREE



GSHER ACADEMY

CR-HT499

Hypertension

A to Z for the Common Man

English • Odia • Hindi



LESSONS & WORKBOOKS

1.2 ଘରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ତଚାପ ମାପନ୍ତୁ — ମାଗଣା

1.2 घर पर सही ढंग से BP मापें — निःशुल्क

Expanded lesson in English (2,709 words), Odia and Hindi. Includes an explanatory diagram, practical activities, a self-check and a learning record.

Translations are assistant-prepared learning versions. Independent native-language medical proofreading has not been completed. Compare unclear wording with the English source and your care team. Never change prescribed medicines from this material.


English | 1.2

1.2 Measure BP correctly at home — FREE

WHAT YOU WILL LEARN

By the end of this lesson, you should be able to prepare for a home BP measurement, choose a suitable monitor and cuff, demonstrate the correct seated position, record two readings honestly, and explain when to seek help. You will also know what a home record can and cannot tell you. Allow about 45 to 60 minutes for reading, a demonstration and the workbook. You do not need to own a monitor to begin learning. Practise the posture and take the checklist to a clinic or pharmacy. This lesson supports care for adults and family caregivers. It does not diagnose hypertension or tell you to change treatment.

Measure calmly



Leave at least 1 minute between readings. Back and arm supported, feet flat, bare-arm cuff at heart level.

1. WHY TECHNIQUE MATTERS

A BP monitor is useful only when the person, equipment and method work together. A rushed reading after climbing stairs is different from a planned resting measurement. Talking, a full bladder, an unsupported arm or an unsuitable cuff can influence the result. These problems do not mean that all home measurements are unreliable. They mean that a repeatable routine matters. Imagine weighing rice with an unbalanced scale: writing more decimal places does not solve the original problem. Similarly, a digital monitor's precise-looking numbers do not guarantee a correct measurement. Learning the routine gives your care team better information and helps avoid decisions based on a misleading result. Use the same basic preparation each time rather than inventing a method when a number worries you.

2. CHOOSE A VALIDATED UPPER ARM MONITOR

An automatic upper-arm monitor is generally the preferred choice for home use. Look for a model that has passed an independent validation process, rather than relying only on advertising, price or a familiar brand name. Ask your clinician or pharmacist to help check the model and cuff. A validation label applies to the tested device and relevant circumstances; it is not a promise that every measurement will be accurate regardless of technique. Do not assume that a phone application, smartwatch, finger device or wrist reading is an equivalent substitute. A wrist device may sometimes be considered when upper-arm measurement is unsuitable, but it needs professional guidance and careful positioning. This course cannot certify a particular product. Bring the actual device to a professional visit if you are unsure.

3. THE CUFF MUST FIT YOUR ARM

The cuff is the band that inflates around your upper arm. Its size should match your measured arm circumference and the manufacturer's stated range. A cuff that is too small or too large can give misleading values. A broad arm does not automatically need a tighter standard cuff; it may need a different size or design. Do not borrow a child's cuff or wrap the cuff wherever it seems to close. Ask a trained professional to check the fit. Follow the monitor's instruction booklet for the artery marker, lower cuff edge, tubing and fastening. Different devices can have different details. If the cuff is damaged, the fastening does not hold or the tubing leaks, arrange repair or replacement rather than adjusting your recorded number to compensate.

4. SPECIAL SITUATIONS NEED EXTRA ADVICE

Pregnancy, a very large or unusually shaped arm, an irregular heart rhythm, tremor, disability or an arm that cannot be used may require a suitable device and adapted technique. A device that works well for most adults may not be validated for every special group. Explain any dialysis access, previous arm treatment or other relevant condition when asking which arm to use. Do not decide on an alternative arm or leg site solely from an online picture. Your care team can advise on a safe, interpretable method. Children's assessment has separate equipment and interpretation requirements; this adult course should not be used to diagnose a child's BP. Adaptation should make measurement accessible while preserving clinical usefulness, rather than forcing everyone into an unsuitable position.

5. PREPARE THE PLACE BEFORE THE PERSON

Choose a quiet, comfortable space with a chair that supports the back and a stable surface to support the arm. Put the monitor and notebook within easy reach. Make sure the cuff can be fitted without holding the arm in the air. A bed, low stool, sofa edge or floor cushion may make the recommended posture difficult; use a more suitable chair when possible. Good lighting helps you read the display and avoid copying errors. If a family member assists, agree that the measurement period will be quiet. Put a mobile phone aside and pause television or news that keeps drawing your attention. You are creating a brief routine, not a special medical room. Preparation is easier when the same place can be used regularly.

6. REMEMBER THE THIRTY MINUTE PREPARATION

For at least 30 minutes before a routine resting measurement, avoid exercise, smoking and caffeinated drinks. Caffeine may be present in coffee, strong tea, cola and energy drinks. Avoid measuring immediately after a brisk walk, stair climbing or a rushed journey. Follow any additional instructions from your care team or monitor booklet. If something affected the preparation, write it down instead of concealing it. A reading taken during an urgent illness still matters, but it should not be mistaken for a carefully prepared resting measurement. Do not delay emergency help merely to complete a 30-minute preparation period. The preparation rule is for ordinary monitoring, not a reason to wait when chest pain, severe breathlessness or stroke symptoms occur.

7. EMPTY YOUR BLADDER AND REST FIVE MINUTES

Go to the toilet if needed before sitting down. A full bladder can affect a measurement and make it harder to sit comfortably. Then sit quietly for at least five minutes. Rest means allowing the body to settle; it does not mean scrolling through messages, discussing a disagreement, eating or answering calls. Breathe normally. You do not need to perform an elaborate breathing exercise or hold your breath to improve the result. If you arrived home in a hurry, allow the preparation and rest periods before pressing START. If anxiety persists, tell your clinician and record the circumstances. Do not treat the lowest reading after repeated forced relaxation as the only true reading. Consistency and honest context are more useful than trying to produce a perfect number.

8. BUILD THE SEATED POSITION FROM THE FEET UP

Sit with your back supported. Keep both feet flat on the floor and your legs uncrossed. Avoid sitting on the edge of a chair with your body tense. If the chair is too high, a stable foot support may help; ask for advice if the posture remains difficult. Rest the forearm on a table or other suitable support, with the palm facing upward. Relax the shoulder and hand. Do not clench your fist or hold your arm up by muscle effort. The important height is the middle of the cuff at heart level, not simply the monitor's position on the table. A pillow can help raise an arm support, provided it is stable and comfortable. Have someone check the position from the side.

9. FIT THE CUFF ON BARE SKIN

Place the upper-arm cuff on bare skin, following the device instructions. Do not wrap it over a sleeve. Rolling a tight sleeve up can also constrict the arm; use clothing that allows the cuff to be fitted comfortably. Follow the manufacturer's placement guidance just above the elbow bend and align any marker as instructed. Fasten the cuff snugly according to the booklet rather than making it painfully tight. Keep the tubing free from twisting or kinking. If another person helps, ask them to support the preparation without talking throughout the reading. A cuff picture is a reminder, not a substitute for the instructions for your specific monitor. If you cannot fit the cuff correctly, ask a trained professional to demonstrate and watch you practise.

10. AGREE WHICH ARM TO USE

At an initial professional assessment, your clinician may compare both arms and recommend one for ongoing measurements. Follow that advice and use the same arm consistently. Do not switch arms to search for a lower number. If different arms have been used in the past, label the records honestly and discuss the difference. An arm-to-arm difference can need clinical interpretation; it should not be corrected by subtracting a fixed number at home. Ask for help if an arm is painful, injured or medically unsuitable. Once the plan is clear, write the chosen arm at the top of your notebook. Consistency makes comparisons easier, but safety and individual circumstances come first. A caregiver should know the agreed arm rather than making a different choice at every session.

11. PRESS START AND STAY QUIET

Once you are ready, start the monitor and remain still while it inflates and releases. Do not speak, read messages, watch an upsetting programme or change your posture. Do not hold your breath. The cuff usually feels tight for a short time; follow the booklet if inflation is painful or the monitor behaves unusually. When the reading appears, read both BP numbers and the unit. A displayed pulse is a separate measurement in beats per minute. An irregular-heartbeat symbol is not a diagnosis, but it is worth reporting if it appears repeatedly or you have symptoms. Follow device instructions for error messages. An error code is not permission to guess a number or copy the previous result into the new row.

12. TAKE TWO READINGS AT LEAST ONE MINUTE APART

For a usual home measurement session, take two readings with at least one minute between them. Keep the same posture and record both complete values. The first and second readings may differ; this is not automatically a broken machine or a medical emergency. Do not select only the lower one. If your care team has given a different schedule or asks for additional readings in a specific situation, follow that individual plan. Repeatedly checking every few minutes from fear can create an unhelpful cycle of worry and measurement. A routine session should provide information, not become a test you must pass. Ask in advance what to do when results are unexpectedly high, low or inconsistent, so you are not improvising while anxious.

13. WRITE A RECORD SOMEONE ELSE CAN UNDERSTAND

A useful row includes the date, time, arm, first BP, second BP, pulse if shown, symptoms and relevant medicine timing. Write BP as a full pair, such as 138/84 mmHg, rather than only 138. Use an example only for learning; it is not your assigned target. Record dizziness, unusual pain, illness, a missed dose or a preparation problem briefly. Keep the monitor's stored readings when possible, but do not rely on memory alone. Check that the date and time on the device are correct if you use its memory. If you make a copying mistake, correct it visibly rather than making the record look falsely perfect. Protect the notebook as private health information and share it with people involved in your care.

14. AGREE WHEN AND HOW OFTEN TO MEASURE

Ask your clinician why you are measuring: confirming a diagnosis, reviewing a medicine change or following stable treatment may require different schedules. Ask which times to use and how measurements should relate to medicines, meals and work shifts. Do not postpone a prescribed dose merely to fit a measurement into your morning. Do not take a tablet early or add one to improve a reading. If the instructions are unclear, contact the care team and keep the medicine schedule as prescribed. More measurements are not automatically better. A short planned series may be more useful than months of irregular anxious checks. Write the agreed start date, stop or review date and the route for sending the results. Family members should follow the same plan.

15. UNDERSTAND A DIAGNOSTIC HOME SERIES

NICE describes one diagnostic home-monitoring approach: two consecutive seated readings at least one minute apart, morning and evening, for at least four days and ideally seven. The first day's measurements are excluded from the average used to confirm diagnosis, and the remaining readings are averaged. This is a named diagnostic protocol, not an instruction for every learner to measure twice daily forever. Use it when your clinician requests it. Keep day-one readings in the original notebook and do not hide a severe value. Excluding a day from a calculated average is different from deleting clinical information. Your clinician interprets the average with clinic readings and other circumstances. Do not decide that a particular individual result is safe merely because the final average is lower.

16. LOOK AFTER THE DEVICE AND REVIEW THE TECHNIQUE

Keep the monitor, cuff and tubing clean and stored as the manufacturer recommends. Check batteries or power supply when the device behaves unexpectedly. Do not dismantle it or attempt to calibrate it by changing the recorded numbers. Bring the monitor and cuff to a clinic visit so a trained professional can review your technique and compare the device appropriately. Follow advice on checks or servicing. A monitor that was once suitable may become unsuitable if the cuff no longer fits or your clinical situation changes. Ask a supporter to watch the routine occasionally using the checklist, without criticising or coaching during inflation. Correcting a small technique error can improve the usefulness of the whole record more than buying a more expensive display.

17. KNOW WHEN TO ASK FOR URGENT HELP

For a non-pregnant adult, a systolic reading of 180 or more OR a diastolic reading of 120 or more needs prompt attention. If there is chest pain, severe breathlessness, new weakness, trouble speaking, sudden vision loss or confusion, seek emergency help immediately. Do not wait for repeated measurements, a course reply or a reassuring average. These symptoms need emergency assessment even without a BP reading. Without concerning symptoms, sit quietly, repeat after at least one minute and contact a clinician urgently if it remains that high. Never take an extra tablet or exercise to force it down. Pregnancy and the weeks after childbirth need separate, earlier assessment; do not wait for this general adult threshold. Fainting or serious illness also needs appropriate urgent care.

18. DINABANDHU CHANGES THE ROUTINE

Dinabandhu checks his BP after climbing stairs while talking to a relative. The result surprises him. His daughter avoids blaming him and suggests keeping that reading with a note about the circumstances. The next day they prepare a supported chair, allow the rest period, fit the cuff correctly and record two readings a minute apart. They take both days to the clinic rather than showing only the more reassuring results. The clinician reviews the pattern and technique before discussing the plan. The useful lesson is not that a correct technique always produces a normal number. Correct technique may still reveal high BP that needs care. This is a fictional teaching example, not a patient testimonial or a guaranteed outcome.

19. PRACTISE WITH A SUPPORTER

Ask a supporter to observe six essentials: preparation, five-minute rest, supported sitting, correct bare-arm cuff fit, cuff at heart level and two recorded readings. First demonstrate without the monitor if necessary. Explain each step aloud before measuring; stay quiet during the actual measurement. Then ask your supporter to describe any uncertainty kindly. If you live alone, use a written checklist and arrange a professional demonstration when possible. If you cannot read the display or write easily, agree on respectful assistance rather than guessing. Do not share private results in a public group just to prove that you completed the activity. The goal is a repeatable skill and a useful care record, not a competition between family members.

20. MYTHS SELF CHECK AND NEXT STEP

Myth: an expensive monitor always gives the correct answer. Truth: validation, cuff fit and technique matter. Myth: only the lowest reading counts. Truth: record the complete planned session. Myth: a normal result means medicines can stop. Truth: treatment may be why the result is good. Now answer: Should the cuff go over clothing? Should you talk during inflation? How long should you rest? How far apart are the two usual readings? Answers: no, no, at least five minutes, and at least one minute. Write your chosen arm, agreed schedule and next review date. Your next step is to demonstrate the routine and bring any remaining question to your care team. Home monitoring supports professional care; it does not replace it.

Check your understanding

Which method is best?

1. Measure while talking after a walk
2. Rest five minutes, sit supported and record two readings a minute apart
3. Keep only the lowest of ten readings

Rest five minutes, sit supported and record two readings a minute apart

A consistent technique and both readings make the record useful.

My learning record

One important idea I can explain

My observations and questions for my care team

One safe action and the support I need

My next review date and agreed action plan


ଓଡ଼ିଆ | 1.2

1.2 ଘରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ତଚାପ ମାପନ୍ତୁ — ମାଗଣା

ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିବେ

ଏହି ପାଠ ଶେଷରେ ଆପଣ ଘରେ ରକ୍ତଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ କର୍ମ ବାଛିବା, ଠିକ୍ ଭାବେ ବସିବା, ଦୁଇଟି ମାପ ସତ କରି ଲେଖିବା ଓ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଘରୋଇ ରେକର୍ଡ କ'ଣ କହିପାରେ ଓ କ'ଣ କହିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ପଢ଼ିବା, ଦେଖାଇବା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ରୁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଶିଖିବାକୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ବସିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତାଲିକାଟିକୁ କ୍ଲିନିକ୍ ବା ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ବୟସ୍କ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ଔଷଧ ବଦଳାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ।

ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମାପନ୍ତୁ



ଦୁଇ ମାପ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପିଠି ଓ ବାହୁକୁ ସହାୟ, ପାଦ ସମତଳ, ଖାଲି ବାହୁର କର୍ମ ହୃଦୟ ସ୍ତରରେ

1. ମାପିବା ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ବ୍ୟକ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକାଠି ଠିକ୍ ଥିଲେ ରକ୍ତଚାପ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକାରୀ ହୁଏ। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପରେ ତରତରରେ ନିଆ ମାପ ଓ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିଆ ମାପ ଅଲଗା। କଥା କହିବା, ଭରା ମୁଦ୍ରାଶୟ, ସହାୟା ନଥିବା ବାହୁ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଥିରୁ ସବୁ ଘରୋଇ ମାପ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି ନୁହେଁ। ନିୟମିତ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର। ଭୁଲ୍ ତରାଢ଼ୁରେ ଚାଉଳ ଓଜନ କରି ଅଧିକ ଦଶମିକ ଲେଖିଲେ ମୂଳ ଭୁଲ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ମାପର ନିଶ୍ଚୟତା ନୁହେଁ। ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ଭଲ ତଥ୍ୟ ପାଏ। ଚିନ୍ତାବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଡିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

2. ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବାହୁର ଯନ୍ତ୍ର ବାଛନ୍ତୁ

ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଉପର ବାହୁରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ବିଜ୍ଞାପନ, ଦାମ ବା ପରିଚିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମଡେଲ ବାଛନ୍ତୁ। ମଡେଲ ଓ କର୍ମ ଯାଞ୍ଚରେ ତାଲୁର ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚର ମାନ୍ୟତା ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ; ଭୁଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫଳ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଫୋନ୍ ଆପ, ସ୍ପାର୍ଟ୍ସ୍‌ବାର୍, ଆଙ୍ଗୁଠି ବା କଟଟିର ମାପକୁ ସମାନ ବିକଳ୍ପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହୁରେ ମାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ କେବେ କେବେ କଟଟି ଯନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରାଯାଏ; ତାହା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଓ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଦରକାର। ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ଭେଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ।

3. କର୍ମ ବାହୁକୁ ଠିକ୍ ମେଲ ହେବା ଦରକାର

କର୍ମ ହେଉଛି ଉପର ବାହୁ ଚାରିପଟେ ଲଗାଯାଇ ଫୁଲୁଥିବା ପଟି। ଏହାର ଆକାର ବାହୁର ପରିଧି ଓ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦିଆ ଆକାର ସମାନ। ସହ ମେଲ ହେବା ଦରକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କର୍ମ ଭୁଲ୍ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ମୋଟା ବାହୁରେ ସାଧାରଣ କର୍ମକୁ ଜୋର କରି ଟାଣିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଆକାର ବା ଡିଜାଇନ୍ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କ କର୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଠି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହନ୍ତୁ। ଧମନୀ ଚିହ୍ନ, ତଳ ଧାର, ନଳୀ ଓ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତିକା ମାନନ୍ତୁ। କର୍ମ ଖରାପ, ବନ୍ଦନ ଢିଲା ବା ନଳୀରୁ ପବନ ବାହାରୁଥିଲେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାଇ ତାହାର ଭରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

4. ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ

ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବା ଅସାଧାରଣ ଆକୃତିର ବାହୁ, ଅନିୟମିତ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ, କମ୍ପନ, ଅକ୍ଷମତା ବା ଗୋଟିଏ ବାହୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନପାରିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବଦଳିଥିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଶେଷ ଦଳ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ବାହୁରେ ବିଶେଷ ରକ୍ତନଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୂର୍ବ ଚିକିତ୍ସା ବା ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହି କେଉଁ ବାହୁରେ ମାପିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅନିୟମିତ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନିଜେ ହାତ ବା ପାଦର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦରକାର। ଏହି ବୟସ୍କ ପାଠରେ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

5. ପ୍ରଥମେ ମାପିବା ସ୍ଥାନ ସଜାନ୍ତୁ

ପିଠିକୁ ସହାରା ଦେଉଥିବା ଚେୟାର ଓ ବାହୁ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର ଟେବୁଲ୍ ଥିବା ଶାନ୍ତ, ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଖାତା ହାତ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାହୁକୁ ପବନରେ ଧରି ନରଖି କର୍ମ ଲଗାଇହେବା ଦରକାର। ଖଟ, ନିଟା ଷୁଲ୍, ସୋଫାର ଧାର ବା ତଳେ ବସିଲେ ଠିକ୍ ଭଙ୍ଗୀ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକ ଫଳ ପଡ଼ିବା ଓ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗୀ ମାପିବେଲେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ବୋଲି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ; ଘରେ ତାଲୁରଖାନା ତିଆରି କରିବା ନୁହେଁ।

6. ଚିରିଣ ମିନିଟ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ

ସାଧାରଣ ବିଶ୍ରାମ ମାପ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକମ୍ରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ, ଧୂମପାନ ଓ କ୍ୟାଫେଇନ୍ ପାନୀୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କର୍ମ, କଡ଼ା ଚା, କୋଲା ଓ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ରେ କ୍ୟାଫେଇନ୍ ଥାଇପାରେ। ଜୋରରେ ଚାଲିବା, ସିଡି ଚଢ଼ିବା ବା ତରତରରେ ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମାପନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ବା ପୁସ୍ତିକାର ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ନହୋଇଥିଲେ ଲୁଚାଇବା ବଦଳରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ରୋଗବେଳର ମାପ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ରାମ ମାପ ସହ ସମାନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତି ବେଦନା, ତୀବ୍ର ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ବା ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ଲକ୍ଷଣରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ବିଲମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

7. ମୁଦ୍ରାଶୟ ଖାଲି କରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ

ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୌଚାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭରା ମୁଦ୍ରାଶୟ ମାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଓ ବସିବା ଅସୁବିଧା କରେ। ପରେ ଅତିକମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ ମେସେଜ୍ ଦେଖିବା, ଝଗଡ଼ା ଆଲୋଚନା, ଖାଇବା ବା ଫୋନ୍ ଧରିବା ନୁହେଁ। ସ୍ବାଭାବିକ ଶ୍ବାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଫଳ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଟିଳ ଶ୍ବାସ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଶ୍ବାସ ରୋକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡରଡରରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ରହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଜୋର କରି ଆରାମ ନେବା ପରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମାପକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ ମାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।

8. ପାଦଠାରୁ ବାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭଙ୍ଗ

ପିଠିକୁ ସହାରା ଦେଇ ବସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାଦ ଚଟାଣରେ ସମତଳ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେୟାରର ଧାରରେ ଶରୀର କଠିନ କରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେୟାର ଉଇ ଫୁଲ ହେଲେ ସ୍ଥିର ପାଦ ସହାରା ଉପକାରୀ; ତଥାପି କଷ୍ଟ ହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ କହୁଣି ତଳ ବାହୁ ଟେବୁଲ୍ ବା ସହାରାରେ ରଖି ପାପୁଲି ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଧ ଓ ହାତ ଢିଲା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଠି ଚିପନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବାହୁକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଉପରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଫର ମଝି ହୃଦୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ଟେବୁଲ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ନୁହେଁ। ସ୍ଥିର ତକିଆ ସହାରା ହୋଇପାରେ। ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାହାକୁ ଭଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କହନ୍ତୁ।

9. ଖାଲି ଚର୍ମରେ କଫ ଲଗାନ୍ତୁ

ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉପର ବାହୁର ଖାଲି ଚର୍ମରେ କଫ ଲଗାନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟାଇଟ୍ ବାହୁ ଉପରକୁ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାହୁ ଚିପି ହୋଇପାରେ। କଫ ଆରାମରେ ଲଗାଇହେବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କହୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଉପରେ ଲଗାଇବା ଓ ଚିହ୍ନ ମେଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। ପୁସ୍ତିକା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ; ବେଦନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଳୀ ମୋଡ଼ି ବା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଆ। ସହଯୋଗୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମାପ ଭିତରେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର କେବଳ ସ୍ମରଣ ପାଇଁ। ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରର ପୁସ୍ତିକାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ନପାରିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ କହି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।

10. କେଉଁ ବାହୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ବାହୁ ତୁଳନା କରି ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେହି ବାହୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ବାହୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ବାହୁରେ ମାପିଥିଲେ ରେକର୍ଡରେ ସତ କରି ଲେଖି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଚିକିତ୍ସାଗତ ଅର୍ଥ ଆଇପାରେ। ଘରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହୁରେ ବେଦନା, ଆଘାତ ବା ଚିକିତ୍ସାଗତ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଖାତା ଉପରେ ବାଛିଥିବା ବାହୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବେ। ନିୟମିତତା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ।

11. START ଦବାଇ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ

ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି କଫ ଫୁଲିବା ଓ ପବନ ବାହାରିବାବେଳେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। କଥା, ମେସେଜ୍, ଚିନ୍ତାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଭଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଶ୍ବାସ ରୋକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଫ କିଛି ସମୟ ଟାଇଟ୍ ଲାଗେ। ବେଦନା ବା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ପୁସ୍ତିକା ମାନନ୍ତୁ। ଫଳ ଆସିଲେ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏକକ ପଢନ୍ତୁ। ନାଡ଼ି ଅଲଗା ମାପ; ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅନିୟମିତ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ଚିହ୍ନ ନିଜେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ବା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ କହନ୍ତୁ। ଭୁଲ୍ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। ଅନୁମାନରେ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ବ ଫଳ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।

12. ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ମାପ

ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ମାପବେଳେ ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ମାପନ୍ତୁ। ସମାନ ଭଙ୍ଗୀ ରଖି ଦୁଇଟି ପୂରା ଫଳ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଯନ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗିବା ବା ଜରୁରୀ ରୋଗର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। କେବଳ କମ୍ ଫଳ ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ଅନ୍ୟ ସମୟସୂଚୀ ବା ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ମାପ କହିଥିଲେ ସେହି ଯୋଜନା ମାନନ୍ତୁ। ଭୟରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ମାପିଲେ ଚିନ୍ତା ଓ ମାପର ଚକ୍ର ଚାଲିପାରେ। ଏହା ସୂଚନା ପାଇଁ; ପାସ୍ କରିବାର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଅସାଧାରଣ ଭଲ, କମ୍ ବା ଅସଙ୍ଗତ ଫଳରେ କ'ଣ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରନ୍ତୁ।

13. ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବା ରେକର୍ଡ ଲେଖନ୍ତୁ

ତାରିଖ, ସମୟ, ବାହୁ, ପ୍ରଥମ ମାପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାପ, ନାଡ଼ି ଥିଲେ ତାହା, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଔଷଧ ସମୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କେବଳ 138 ନୁହେଁ, 138/84 mmHg ପରି ପୂରା ଯୋଡ଼ା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ; ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବେଦନା, ରୋଗ, ଔଷଧ ଛାଡ଼ିବା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅସୁବିଧା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରର ସଂରକ୍ଷିତ ମାପ ରଖନ୍ତୁ; କେବଳ ମନେ ରଖିବା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରର ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ୍ ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ମିଥ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖି ଚିକିତ୍ସାରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ।

14. କେବେ ଓ କେତେଥର ମାପିବେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ

କାହିଁକି ମାପୁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଔଷଧ ବଦଳର ସମୀକ୍ଷା ବା ସ୍ଥିର ଚିକିତ୍ସାରେ ସମୟସୂଚୀ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ତୃପ୍ତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସମୟ ଭଲ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାପିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଦଳକୁ ପଚାରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମାପ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଯୋଜିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନିୟମିତ ଚିନ୍ତାର ମାପଠାରୁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭ, ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଓ ଫଳ ପଠାଇବା ଉପାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯୋଜନା ମାନିବ।

15. ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଘରୋଇ ମାପ ଶୃଙ୍ଖଳା

NICE ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବସିକରି ଦୁଇଟି ମାପ ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ, ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଅତିକମ୍ରେ ଚାରି ଦିନ ଓ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସାତ ଦିନ ନିଆଯାଏ। ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହାରାହାରି କରିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାଦ୍ ଦେଇ ବାକି ମାପ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାପିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ। ତାହାର ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ମାପ ଖାତାରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣନାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଓ ତଥ୍ୟ ମିଟାଇବା ଅଲଗା। ତାହାର କ୍ଲିନିକ୍ ମାପ ସହ ହାରାହାରି ବୁଝିବେ। ହାରାହାରି କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ମାପ ନିରାପଦ ବୋଲି ନୁହେଁ।

16. ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଣାଳୀର ଯତ୍ନ

ଯନ୍ତ୍ର, କର୍ପ୍ ଓ ନଳୀକୁ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଫା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ମାପ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାଇ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଲିନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଓ କର୍ପ୍ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାନ୍ତୁ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ ବା ସର୍ଭିସ୍ ପରାମର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ। କର୍ପ୍ ମେଳ ନହେଲେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଲେ ପୂର୍ବର ଭଲ ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସହଯୋଗୀ ତାଲିକା ଦେଖି ମଝିରେ ମଝିରେ ରୁଟିନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାପବେଳେ ସମାଲୋଚନା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ସୁଧାରିବା ମହଙ୍ଗା ଡିପ୍ଲୋ କିଣିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ।

17. କେବେ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ

ଗର୍ଭବତୀ ନଥିବା ବୟସ୍କଙ୍କର ଉପର ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦ ବା ଅଧିକ କିମ୍ବା ତଳ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୦ ବା ଅଧିକ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଦରକାରୀ ଛାତି ବେଦନା, ତୀବ୍ର ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ, ନୂଆ ଦୁର୍ବଳତା, କହିବାରେ କଷ୍ଟ, ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ହରାଇବା ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ମାପ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉତ୍ତର ବା ଭଲ ହାରାହାରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ମାପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ। ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ଶାନ୍ତ ବସି ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ମାପନ୍ତୁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ ଜରୁରୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ଅତିରିକ୍ତ ବଟିକା ବା ଜୋର୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରସବ ପରର ସପ୍ତାହରେ ଆଗରୁ ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦରକାର; ଏହି ସୀମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଚେତ ହେବା ବା ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

18. ଦୀନବନ୍ଧୁ ନିଜ ରୁଚିନ୍ ବଦଳାନ୍ତି

ସିଡି ଚଢ଼ି ଆସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା କହିବାବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାପନ୍ତି। ଫଳ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୋଷ ନଦେଇ ସେହି ମାପ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖି ରଖିବାକୁ କହେ। ପରଦିନ ସେମାନେ ସହାରା ଥିବା ଚେୟାର, ବିଶ୍ରାମ, ଠିକ୍ କଫ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ମାପର ରୁଚିନ୍ କରନ୍ତି। କେବଳ ଭଲ ଫଳ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନର ତଥ୍ୟ କ୍ଲିନିକ୍ କୁ ନିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଧାରା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଫଳ ଆସେ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯତ୍ନ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଏହା କଳ୍ପିତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଉଦାହରଣ; ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବା ଫଳର ନିଶ୍ଚୟତା ନୁହେଁ।

19. ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ

ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଛଅଟି କଥା ଦେଖିବାକୁ କହନ୍ତୁ: ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ, ସହାରା ସହ ବସିବା, ଖାଲି ବାହୁରେ ଠିକ୍ କଫ୍, ହୃଦୟ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୁଇ ଫଳ ଲେଖିବା। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ଦେଖାନ୍ତୁ। ମାପ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବୁଝାନ୍ତୁ; ପ୍ରକୃତ ମାପବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସମ୍ମାନ ସହ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକା ରହିଲେ ଲିଖିତ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ବା ଲେଖିବା କଷ୍ଟ ହେଲେ ଅନୁମାନ ବଦଳରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସହାୟତା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ ସରିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଳ ସାର୍ବଜନୀନ ଦଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉପକାରୀ ରେକର୍ଡ; ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ।

20. ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ

ଭୁଲ୍ ଧାରଣା: ମହଙ୍ଗା ଯନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଫଳ ଦିଏ। ସତ୍ୟ: ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ, କଫ୍‌ର ମେଳ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର। ଭୁଲ୍: କେବଳ କମ୍ ଫଳ ଦରକାର। ସତ୍ୟ: ଯୋଜିତ ମାପର ସବୁ ଫଳ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ୍: ଭଲ ଫଳରେ ଔଷଧ ବନ୍ଦ ହେବା। ସତ୍ୟ: ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଫଳ ହୋଇପାରେ। ଏବେ କହନ୍ତୁ: କପଡ଼ା ଉପରେ କଫ୍ ଲଗାଇବେ କି? ମାପବେଳେ କଥା କହିବେ କି? କେତେ ବିଶ୍ରାମ? ଦୁଇ ମାପର ଅନ୍ତର କେତେ? ଉତ୍ତର: ନା, ନା, ଅତିକମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଓ ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍। ବାଛିଥିବା ବାହୁ, ସମୟସୂଚୀ ଓ ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ। ରୁଚିନ୍ ଦେଖାଇ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଦଳକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ମାପ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସହଯୋଗ କରେ; ବଦଳାଏ ନାହିଁ।

ନିଜ ବୁଝାମଣା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠାରୁ ଭଲ?

1. ଚାଲିବା ପରେ କଥା କହି ମାପିବା
2. ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସହାରାରେ ବସି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ମାପ ଲେଖିବା
3. ଦଶଟି ମାପରୁ କେବଳ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫଳ ରଖିବା

ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସହାରାରେ ବସି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ମାପ ଲେଖିବା

ସମାନ ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଦୁଇଟି ଫଳ ରେକର୍ଡକୁ ଉପକାରୀ କରେ।

ମୋ ଶିକ୍ଷା ରେକର୍ଡ

ମୁଁ ବୁଝାଇପାରିବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା

ଟିକିତ୍ତା ଦଳ ପାଇଁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ

ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ କାମ ଓ ଦରକାରୀ ସହାୟତା

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା


हिन्दी | 1.2

1.2 घर पर सही ढंग से BP मापें — निःशुल्क

आप क्या सीखेंगे

इस पाठ के बाद आप घर पर BP मापने की तैयारी, सही उपकरण और कफ का चुनाव, सही बैठने की स्थिति, दो रीडिंग का ईमानदार रिकॉर्ड और सहायता लेने का समय समझ सकेंगे। घर का रिकॉर्ड क्या बता सकता है और क्या नहीं, यह भी जानेंगे। पढ़ने, प्रदर्शन और अभ्यास के लिए लगभग 45 से 60 मिनट रखें। शुरुआत के लिए अपना मॉनिटर होना जरूरी नहीं। बैठने की मुद्रा का अभ्यास करें और सूची क्लिनिक या फार्मसी ले जाएँ। यह वयस्कों और परिवार के सहयोगियों की शिक्षा है। इससे उच्च रक्तचाप का निदान या दवा बदलने का निर्णय नहीं होता।

शांत होकर मापें



दो रीडिंग के बीच कम से कम 1 मिनट। पीठ और बाँह को सहारा, पैर जमीन पर, नंगी बाँह का कफ हृदय के स्तर पर।

1. सही तकनीक क्यों महत्वपूर्ण है

व्यक्ति, उपकरण और तरीका साथ सही हों तभी BP मॉनिटर उपयोगी होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के तुरंत बाद की रीडिंग आराम के बाद नियोजित माप से अलग है। बातचीत, भरा मूत्राशय, बिना सहारे की बाँह या गलत कफ परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। इसका अर्थ सभी घरेलू माप अविश्वसनीय होना नहीं। इसका अर्थ है कि दोहराने योग्य दिनचर्या जरूरी है। असंतुलित तराजू में चावल तौलकर अधिक दशमलव लिखने से मूल समस्या ठीक नहीं होती। वैसे ही डिजिटल उपकरण की सटीक दिखने वाली संख्याएँ सही माप की गारंटी नहीं हैं। तरीका सीखने से टीम को बेहतर जानकारी मिलती है और भ्रामक रीडिंग पर निर्णय से बचने में मदद होती है। हर बार वही तैयारी करें, चिंता होने पर नया तरीका न बनाएँ।

2. जाँचा हुआ ऊपरी बाँह वाला मॉनिटर चुनें

घर के लिए सामान्यतः स्वचालित ऊपरी बाँह वाला मॉनिटर बेहतर विकल्प है। केवल विज्ञापन, कीमत या प्रसिद्ध ब्रांड पर निर्भर होने के बजाय स्वतंत्र मान्यता परीक्षण से गुजरा मॉडल चुनें। चिकित्सक या फार्मासिस्ट से मॉडल और कफ की जाँच में मदद लें। मान्यता संबंधित उपकरण और परिस्थिति के लिए होती है। इसका अर्थ गलत तकनीक के बावजूद हर परिणाम सही होना नहीं। फोन ऐप, स्मार्टवॉच, उँगली या कलाई की रीडिंग को समान विकल्प न मानें। ऊपरी बाँह से माप अनुपयुक्त होने पर कभी कलाई के उपकरण पर विचार हो सकता है, लेकिन सही स्थिति और पेशेवर मार्गदर्शन जरूरी हैं। यह पाठ किसी उत्पाद को प्रमाणित नहीं करता। संदेह हो तो वास्तविक उपकरण चिकित्सकीय मुलाकात में साथ लाएँ।

3. कफ आपकी बाँह के अनुसार होना चाहिए

कफ ऊपर की बाँह पर फूलने वाली पट्टी है। उसका आकार मापी गई बाँह की परिधि और निर्माता की बताई सीमा से मेल खाना चाहिए। बहुत छोटा या बड़ा कफ गलत संख्या दे सकता है। चौड़ी बाँह के लिए सामान्य कफ अधिक कसना समाधान नहीं; अलग आकार या बनावट की जरूरत हो सकती है। बच्चे का कफ उधार न लें और जहाँ बंद हो जाए वहीं न लपेटें। प्रशिक्षित व्यक्ति से फिट जाँचें। धमनी के निशान, नीचे के किनारे, नली और बंद करने के तरीके के लिए पुस्तिका मानें। अलग उपकरणों में विवरण अलग हो सकते हैं। कफ खराब हो, पकड़ न बने या नली से हवा निकले तो मरम्मत या बदलने की व्यवस्था करें। उसकी भरपाई के लिए लिखी संख्या न बदलें।

4. विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त सलाह लें

गर्भावस्था, बहुत बड़ी या अलग आकृति की बाँह, अनियमित धड़कन, कंपन, अक्षमता या किसी बाँह का उपयोग न हो पाने में उपयुक्त उपकरण और बदली तकनीक की जरूरत हो सकती है। अधिकांश वयस्कों के लिए अच्छा उपकरण हर विशेष समूह में मान्य हो, यह जरूरी नहीं। डायलिसिस के लिए बाँह में बना प्रवेश, पिछला उपचार या संबंधित रोग बताएँ और पूछें कि कौन सी बाँह इस्तेमाल करें। ऑनलाइन तस्वीर देखकर अपने आप दूसरी बाँह या पैर का स्थान न चुनें। टीम सुरक्षित और अर्थपूर्ण तरीका बता सकती है। बच्चों के लिए अलग उपकरण और व्याख्या जरूरी हैं; इस वयस्क पाठ से बच्चे का निदान न करें। अनुकूलन माप को सुलभ बनाएँ और उपयोगिता बचाएँ, सभी को अनुपयुक्त मुद्रा में बैठाने का दबाव न डालें।

5. पहले मापने की जगह तैयार करें

शांत और आरामदायक जगह चुनें, जहाँ पीठ को सहारा देने वाली कुर्सी और बाँह रखने के लिए स्थिर मेज हो। मॉनिटर और नोटबुक पास रखें। कफ लगाने के लिए बाँह हवा में उठाए रखने की जरूरत न पड़े। बिस्तर, नीचा स्टूल, सोफे का किनारा या फर्श की गद्दी सही स्थिति कठिन बना सकते हैं। संभव हो तो उचित कुर्सी लें। अच्छी रोशनी डिस्प्ले पढ़ने और लिखने की गलती रोकने में सहायक है। परिवार का सदस्य मदद करे तो तय करें कि माप के समय शांति रहेगी। फोन अलग रखें और ध्यान खींचते समाचार या टीवी रोकें। आप थोड़ी देर की दिनचर्या बना रहे हैं, विशेष अस्पताल का कमरा नहीं। एक ही जगह नियमित उपयोग से तैयारी आसान होती है।

6. तीस मिनट की तैयारी याद रखें

सामान्य आराम की रीडिंग से कम से कम 30 मिनट पहले व्यायाम, धूमपान और कैफीन वाले पेय न लें। कॉफी, कड़क चाय, कोला और ऊर्जा पेयों में कैफीन हो सकता है। तेज चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या जल्दबाजी की यात्रा के तुरंत बाद माप न लें। टीम या उपकरण पुस्तिका के अतिरिक्त निर्देश भी मानें। तैयारी प्रभावित हुई हो तो छिपाने के बजाय लिख दें। तीव्र बीमारी में ली रीडिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पूरी तैयारी वाली आराम की रीडिंग न मानें। आपात सहायता लेने में 30 मिनट की तैयारी के लिए देर न करें। यह नियम सामान्य निगरानी के लिए है, छाती दर्द, गंभीर साँस की तकलीफ या स्ट्रोक के लक्षण में प्रतीक्षा का कारण नहीं।

7. मूत्राशय खाली करके पाँच मिनट आराम करें

जरूरत हो तो बैठने से पहले शौचालय जाएँ। भरा मूत्राशय माप प्रभावित कर सकता है और आराम से बैठना कठिन कर सकता है। फिर कम से कम पाँच मिनट शांत बैठें। आराम का अर्थ संदेश देखना, बहस करना, खाना या फोन उठाना नहीं। सामान्य साँस लें। परिणाम सुधारने के लिए विशेष साँस का अभ्यास या साँस रोकना जरूरी नहीं। जल्दी में घर लौटे हों तो START दबाने से पहले तैयारी और आराम का समय दें। चिंता बनी रहे तो चिकित्सक को बताएँ और परिस्थिति लिखें। बार-बार जबरन शांत होने के बाद सबसे कम रीडिंग को एकमात्र सही रीडिंग न मानें। एक समान तरीका और ईमानदार संदर्भ मनचाही संख्या बनाने से अधिक उपयोगी हैं।

8. पैरों से बाँह तक सही स्थिति बनाएँ

पीठ को सहारा देकर बैठें। दोनों पैर फर्श पर सपाट रखें और पैर न चढ़ाएँ। कुर्सी के किनारे तनाव में न बैठें। कुर्सी ऊँची हो तो स्थिर पाद-सहारा मदद कर सकता है; स्थिति फिर भी कठिन हो तो सलाह लें। अग्रबाहु मेज या दूसरे उचित सहारे पर रखें, हथेली ऊपर हो। कंधा और हाथ ढीले रखें। मुट्ठी न कसें और बाँह को अपनी ताकत से ऊपर न पकड़े रहें। जरूरी ऊँचाई कफ के बीच का हृदय के स्तर पर होना है, केवल मेज पर मॉनिटर का होना नहीं। तकिया बाँह का सहारा ऊँचा कर सकता है, यदि स्थिर और आरामदायक हो। किसी से बगल से स्थिति जाँचने को कहें।

9. कफ नंगी त्वचा पर लगाएँ

निर्देश के अनुसार ऊपरी बाँह की नंगी त्वचा पर कफ लगाएँ। आस्तीन के ऊपर न लपेटें। तंग आस्तीन ऊपर चढ़ाने से भी बाँह दब सकती है; ऐसे कपड़े पहनें जिनसे कफ आराम से लगे। कोहनी के मोड़ से ऊपर की स्थिति और निशान मिलाने में निर्माता के निर्देश मानें। पुस्तिका के अनुसार ठीक से बाँधें, दर्द होने तक न कसें। नली मुड़ी या दबी न रहे। सहयोगी तैयारी में मदद करें, पूरी रीडिंग के दौरान बात न करें। कफ की तस्वीर याद दिलाने के लिए है, आपके विशेष उपकरण की पुस्तिका का विकल्प नहीं। सही न लगा पाएँ तो प्रशिक्षित व्यक्ति से दिखाने और आपका अभ्यास देखने को कहें।

10. कौन सी बाँह इस्तेमाल करनी है तय करें

पहले पेशेवर मूल्यांकन में चिकित्सक दोनों बाँहों की तुलना कर आगे के लिए एक बाँह सुझा सकते हैं। वही निर्देश मानें और लगातार उसी बाँह का उपयोग करें। कम संख्या खोजने के लिए बाँहें न बदलें। पहले अलग बाँहें इस्तेमाल हुई हों तो रिकॉर्ड में स्पष्ट लिखकर चर्चा करें। दोनों बाँहों का अंतर चिकित्सकीय व्याख्या माँग सकता है; घर पर कोई तय संख्या घटाकर उसे सही न करें। बाँह में दर्द, चोट या चिकित्सकीय अनुपयुक्तता हो तो सहायता लें। योजना स्पष्ट होने पर नोटबुक के ऊपर चुनी बाँह लिखें। समानता तुलना में मदद करती है, पर सुरक्षा और व्यक्तिगत स्थिति पहले हैं। देखभाल करने वाला भी तय बाँह जाने, हर बार नया चुनाव न करें।

11. START दबाएँ और शांत रहें

तैयार होने पर मशीन शुरू करें और कफ फूलने तथा हवा निकलने के दौरान स्थिर रहें। बात, संदेश, परेशान करने वाला कार्यक्रम या मुद्रा बदलना टालें। साँस न रोकें। कफ थोड़ी देर कसा महसूस हो सकता है। दर्द या असामान्य व्यवहार में पुस्तिका का निर्देश मानें। रीडिंग आने पर दोनों BP संख्याएँ और इकाई पढ़ें। नाड़ी अलग माप है, धड़कन प्रति मिनट में दिखाई जाती है। अनियमित धड़कन का निशान निदान नहीं है, लेकिन बार-बार आए या लक्षण हों तो बताएँ। त्रुटि संदेश में उपकरण का निर्देश मानें। त्रुटि कोड का अर्थ अनुमान से संख्या लिखना या पिछले परिणाम को नई पंक्ति में भरना नहीं है।

12. कम से कम एक मिनट के अंतर पर दो रीडिंग लें

सामान्य घरेलू सत्र में दो रीडिंग कम से कम एक मिनट के अंतर पर लें। वही मुद्रा बनाए रखें और दोनों पूरी संख्याएँ लिखें। पहली और दूसरी रीडिंग अलग हो सकती हैं; इसका अर्थ अपने आप खराब मशीन या आपात स्थिति नहीं। केवल कम वाली न चुनें। टीम ने अलग समयसूची या किसी खास स्थिति में अतिरिक्त माप बताए हों तो व्यक्तिगत योजना मानें। डर से हर कुछ मिनट में जाँच चिंता और माप का अनुपयोगी चक्र बना सकती है। सत्र जानकारी देने के लिए है, पास करने की परीक्षा नहीं। पहले से पूछें कि अप्रत्याशित ऊँची, कम या असंगत रीडिंग में क्या करना है, ताकि चिंता के समय मन से निर्णय न करना पड़े।

13. ऐसा रिकॉर्ड लिखें जिसे दूसरा समझ सके

एक उपयोगी पंक्ति में तारीख, समय, बाँह, पहली BP, दूसरी BP, नाड़ी यदि दिखे, लक्षण और संबंधित दवा का समय होता है। केवल 138 के बजाय 138/84 mmHg जैसा पूरा जोड़ा लिखें। यह सीखने का उदाहरण है, आपका तय लक्ष्य नहीं। चक्कर, असामान्य दर्द, बीमारी, छूटी खुराक या तैयारी की समस्या संक्षेप में लिखें। संभव हो तो मशीन की संचित रीडिंग रखें, केवल याददाश्त पर निर्भर न हों। मेमोरी उपयोग करते समय मशीन की तारीख और समय सही जाँचें। नकल की गलती हो तो स्पष्ट सुधारें, रिकॉर्ड झूठा परिपूर्ण न बनाएँ। नोटबुक निजी स्वास्थ्य जानकारी है; इसे सुरक्षित रखें और देखभाल से जुड़े लोगों से साझा करें।

14. कब और कितनी बार मापना है तय करें

पूछें कि माप का उद्देश्य क्या है: निदान पक्का करना, दवा बदलाव की समीक्षा या स्थिर उपचार की निगरानी में समयसूची अलग हो सकती है। समय और दवा, भोजन तथा ड्यूटी से संबंध पूछें। सुबह माप फिट करने के लिए तय दवा देर से न लें। रीडिंग सुधारने के लिए गोली पहले या अतिरिक्त न लें। निर्देश स्पष्ट न हों तो टीम से संपर्क करें और दवा निर्धारित ढंग से लेते रहें। ज्यादा माप हमेशा बेहतर नहीं। छोटी नियोजित श्रृंखला महीनों की अनियमित चिंतापूर्ण जाँच से अधिक उपयोगी हो सकती है। शुरुआत, समाप्ति या समीक्षा की तारीख और परिणाम भेजने का रास्ता लिखें। परिवार भी वही योजना माने।

15. निदान के लिए घरेलू श्रृंखला समझें

NICE की एक निदान पद्धति में बैठकर लगातार दो माप, कम से कम एक मिनट के अंतर पर, सुबह और शाम, कम से कम चार दिन तथा आदर्शतः सात दिन लिए जाते हैं। निदान के लिए औसत निकालते समय पहले दिन की रीडिंग अलग रखी जाती है और बाकी का औसत लिया जाता है। यह नामित निदान प्रोटोकॉल है, हर शिक्षार्थी को हमेशा दिन में दो बार जाँचने का निर्देश नहीं। चिकित्सक कहें तब इसे अपनाएँ। पहले दिन के परिणाम मूल नोटबुक में रखें और बहुत ऊँचा परिणाम न छिपाएँ। गणना से एक दिन अलग रखना और चिकित्सकीय जानकारी मिटाना अलग बातें हैं। चिकित्सक औसत को क्लिनिक के माप और अन्य स्थितियों के साथ समझते हैं। अंतिम औसत कम होने से कोई खास गंभीर रीडिंग अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाती।

16. उपकरण की देखभाल और तकनीक की समीक्षा

निर्माता के अनुसार मॉनिटर, कफ और नली साफ तथा सुरक्षित रखें। असामान्य व्यवहार में बैटरी या बिजली की आपूर्ति जाँचें। उपकरण खोलें नहीं और लिखी संख्या बदलकर उसे सही करने की कोशिश न करें। मॉनिटर और कफ क्लिनिक ले जाएँ, ताकि प्रशिक्षित व्यक्ति तकनीक देख सके और उपयुक्त तुलना करे। जाँच या सर्विस की सलाह मानें। कभी उपयुक्त रहा मॉनिटर कफ न मिलने या आपकी स्वास्थ्य स्थिति बदलने पर अनुपयुक्त हो सकता है। सहयोगी कभी-कभी सूची से तरीका देख सकता है; कफ फूलते समय आलोचना या निर्देश न दे। छोटी तकनीकी गलती सुधारना महँगा डिस्प्ले खरीदने से पूरे रिकॉर्ड के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

17. तत्काल सहायता कब चाहिए

गैर-गर्भवती वयस्क में सिस्टोलिक 180 या अधिक अथवा डायस्टोलिक 120 या अधिक पर तुरंत ध्यान चाहिए। छाती दर्द, गंभीर साँस की तकलीफ, नई कमजोरी, बोलने में कठिनाई, अचानक दृष्टि जाना या भ्रम हो तो आपात सहायता तुरंत लें। कई दोहराए माप, पाठ्यक्रम के उत्तर या बेहतर औसत की प्रतीक्षा न करें। बिना BP रीडिंग के भी ये लक्षण आपात मूल्यांकन माँगते हैं। चिंताजनक लक्षण न हों तो शांत बैठें, कम से कम एक मिनट बाद दोबारा मापें और इतना ऊँचा बना रहे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अतिरिक्त गोली या जोरदार व्यायाम से दबाव घटाने की कोशिश न करें। गर्भावस्था और प्रसव के बाद के सप्ताहों में अलग और पहले मूल्यांकन की जरूरत होती है; सामान्य वयस्क सीमा तक प्रतीक्षा न करें। बेहोशी या गंभीर बीमारी में भी उचित तत्काल सहायता लें।

18. दीनबंधु दिनचर्या बदलते हैं

सीढ़ियाँ चढ़कर लौटे दीनबंधु रिश्तेदार से बात करते हुए BP लेते हैं। संख्या देखकर चौंकते हैं। उनकी बेटी दोष देने के बजाय वह रीडिंग और परिस्थिति लिखने को कहती है। अगले दिन वे सहारे वाली कुर्सी, आराम का समय, सही कफ और एक मिनट के अंतर पर दो रीडिंग की तैयारी करते हैं। केवल अच्छे परिणाम के बजाय दोनों दिन क्लिनिक ले जाते हैं। चिकित्सक योजना पर चर्चा से पहले पैटर्न और तकनीक देखते हैं। शिक्षा यह नहीं कि सही तकनीक हमेशा सामान्य संख्या देगी। सही तकनीक से भी उच्च BP पता चल सकता है जिसे देखभाल चाहिए। यह काल्पनिक शिक्षण उदाहरण है, रोगी का प्रशंसापत्र या निश्चित नतीजे का वादा नहीं।

19. सहयोगी के साथ अभ्यास करें

सहयोगी से छह बातें देखने को कहें: तैयारी, पाँच मिनट आराम, सहारे के साथ बैठना, नंगी बाँह पर सही कफ, हृदय स्तर और दो दर्ज रीडिंग। जरूरत हो तो पहले मॉनिटर बिना प्रदर्शन करें। मापने से पहले हर कदम बोलकर समझाएँ, असली माप में शांत रहें। फिर सहयोगी को संदेह सम्मान से बताने दें। अकेले रहते हों तो लिखी सूची उपयोग करें और अवसर पर पेशेवर प्रदर्शन लें। डिस्प्ले पढ़ना या लिखना कठिन हो तो अनुमान के बजाय सम्मानजनक सहायता तय करें। गतिविधि पूरी करने के प्रमाण के लिए निजी परिणाम सार्वजनिक समूह में न डालें। लक्ष्य दोहराने योग्य कौशल और उपयोगी रिकॉर्ड है, परिवार के बीच प्रतियोगिता नहीं।

20. भ्रम अपनी जाँच और अगला कदम

भ्रम: महँगा मॉनिटर हमेशा सही है। सच: मान्यता, कफ का फिट और तकनीक जरूरी हैं। भ्रम: केवल कम रीडिंग गिनती है। सच: नियोजित सत्र का पूरा रिकॉर्ड रखें। भ्रम: सामान्य परिणाम में दवाएँ बंद। सच: उपचार के कारण परिणाम अच्छा हो सकता है। अब उत्तर दें: कफ कपड़ों पर लगाना चाहिए? फूलते समय बोलना चाहिए? कितना आराम चाहिए? दो सामान्य रीडिंग का अंतर कितना? उत्तर: नहीं, नहीं, कम से कम पाँच मिनट और कम से कम एक मिनट। चुनी बाँह, तय समयसूची और समीक्षा तारीख लिखें। अगला कदम है दिनचर्या दिखाना और बचा प्रश्न टीम से पूछना। घर का माप पेशेवर देखभाल का सहयोगी है, विकल्प नहीं।

अपनी समझ जाँचें

कौन सा तरीका सबसे अच्छा है?

1. चलने के बाद बात करते हुए मापना
2. पाँच मिनट आराम करके सहारे से बैठना और एक मिनट के अंतर पर दो रीडिंग लिखना
3. दस मापों में से केवल सबसे कम रखना

पाँच मिनट आराम करके सहारे से बैठना और एक मिनट के अंतर पर दो रीडिंग लिखना

एक समान सही तकनीक और दोनों रीडिंग से रिकॉर्ड उपयोगी होता है।

मेरा अध्ययन रिकॉर्ड

एक मुख्य बात जो मैं समझा सकता हूँ

देखभाल टीम के लिए मेरे अवलोकन और प्रश्न

एक सुरक्षित कदम और जरूरी सहयोग

अगली समीक्षा और तय कार्ययोजना

Sources and language notes

Translations are assistant-prepared learning versions. Independent native-language medical proofreading has not been completed. Compare unclear wording with the English source and your care team. Never change prescribed medicines from this material.

<https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home>

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng136/chapter/recommendations>

<https://www.cdc.gov/high-blood-pressure/measure/>

<https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/when-to-call-911-for-high-blood-pressure>